

Application News

No. C220AK

Liquid Chromatography Mass Spectrometry

식품 중 글리포세이트, 글리포시네이트, 아미노메틸포스포산
정량을 위한 새로운 전략

: 바이알 내 페어링 시약 추가

**New Strategy for Glyphosate, Glufosinate, and AMPA quantification in food
: In-vial addition of pairing agent**



□ 연구 배경

글리포세이트(Glyphosate)와 글루포시네이트(Glufosinate)는 주로 곡물 및 채소 작물에서 잡초 제거제로 사용되는 농약 성분이다. 글리포세이트는 식물의 광합성 기능에 필수적인 아미노산 전구체의 합성 사슬을 차단하는 역할을 한다. 세계보건기구(WHO)에서는 2015년에 글리포세이트와 주요 대사산물인 아미노메틸포스포산(AMPA)을 발암 가능성이 있는 물질로 분류하였다.¹⁾

글리포세이트, 글루포시네이트 및 아미노메틸포스포산은 친수성 및 이온성 특징을 가지고 있기 때문에, 환경과 식품 분야에서 모니터링을 위한 다중 잔류물질 분석이 어렵고, 비용이 비싸다는 단점이 있다.

현재, 해당 성분의 분석을 위해 다양한 분석 기술이 사용되고 있다. 이 중, 일부 분석은 FMOC와 같은 활성 시약을 사용하여 유도체화를 하지만, 이 유도체화 단계는 해당 성분의 정량을 복잡하게 만든다. 이와 같은 이유로 음이온 교환, 친수성 상호작용 액체크로마토그래피 (HILIC), 다공성 흑연 탄소 및 혼합 모드 컬럼과 같은 다른 방법을 사용하여 식품 중 유도체화 하지 않은 글리포세이트와 다른 극성 농약을 LC-MS/MS를 이용하여 검출하는 방법이 사용되고 있다. 그러나 이러한 방법 또한 성공이 제한적이다.²⁾

이 뉴스레터에서는 페어링 시약을 바이알 안에 추가하는 방법을 통해 역상 크로마토그래피를 이용하여 분리 및 정량이 가능한 새로운 분석법을 소개한다. 일반적인 이온 페어링 기술은 이동상에 많은 양의 페어링 시약이 사용되기 때문에 경쟁적인 이온화로 인해 감도가 감소하며, LC-MS/MS 시스템의 오염으로 인해 기기 세척 빈도가 증가하는 문제가 있다. 이 새로운 방법은 이온 페어링 시약을 사용하지만, 125 nmol의 매우 적은 양을 바이알에 추가하는 방식으로 사용하기 때문에 단점없이 이온 페어링 방법의 이점을 유지할 수 있다.

D. Toinon

1) http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/Glyphosate_2016_02_10.pdf

2) [https://www.eurl-pesticides.eu/userfiles/file/EurlSRM/meth_QuPPe_PO_V11\(1\).pdf](https://www.eurl-pesticides.eu/userfiles/file/EurlSRM/meth_QuPPe_PO_V11(1).pdf)

□ 시험방법

이 응용 분석자료는 식품 중 글리포세이트, 글루포시네이트 및 아미노메틸포스포산에 대해 페어링 시약을 바이알 내에 추가하는 방법으로 분석한 내용을 정리한 것이다. 이 방법은 역상 조건에서 이온 페어링 시약의 단점 없이 우수한 머무름 시간, 분리도 및 감도를 나타내었다.

이 방법은 과일에서는 50 µg/kg, 다른 매질에서는 100 µg/kg 미만을 하한으로 정하여 정량할 수 있도록 목표를 설정하였다.

액체 크로마토그래피 Nexera™ X2 와 질량 분석기 LCMS™-8060 을 이용하여 네거티브 모드에서 다중반응모니터링 (Multiple Reaction Monitoring, MRM) 으로 글리포세이트의 경우, 167.9>62.9, 167.9>78.9, 아미노메틸포스포산은 110.0>62.9, 110.0>78.8, 그리고 글루포시네이트는 179.9>63.0, 179.9>85.0 로 설정하여 진행하였다. 자세한 조건은 <표 1>에 나타내었다.

표 1. 분석 조건

Chromatography liquid	
Column	: Shim-pack Scepter™ Phenyl-120 Metal Free (100 mm × 2.1 mm I.D., 3 µm) (227-31093-02)
Mobile phase A	: Water
Mobile phase B	: Acetonitrile
Flow rate	: 0.4 mL/min
Column temp.	: 50 °C
Injection volume	: 5 µL
Gradient (min)	: 0 %B (0.0-0.2 min)- 100 %B (3.1-4.0 min)- 0 %B (4.1-7.0 min)
Mass spectrometry	
System	: LCMS-8060
Interface	: Electrospray (ESI)
Nebulizing gas	: 3 L/min
Drying gas	: 5 L/min
Heating gas	: 15 L/min
Desolvation line	: 300 °C
Heat block temp.	: 500 °C
Interface	: 350 °C
CID gas	: 325 kPa
Interface voltage	: -5 kV

검정곡선

검정곡선은 글루포세이트, 글루포시네이트 및 아미노메틸포스포산 혼합표준용액과 디아밀암모늄 아세테이트 (Diamylammonium acetate, DAAA) 용액으로 조제하였다.

20 µg/mL 혼합표준용액은 FUJIFILM Wako Pure Chemical(Osaka, Japan)에서 구매하였으며, 0.5 mol/L 농도로 물에 용해되어 있는 디아밀암모늄 아세테이트 표준용액은 TCI(Tokyo, Japan)에서 구매하였다. 디아밀암모늄 아세테이트는 최종 농도가 50 mmol/L이 되도록 아세트니트릴로 10 배 희석하여 조제하였다.

3개의 농약성분은 물로 희석하여 1000, 100, 10 ng/mL로 중간 용액을 조제하였으며, 다시 메탄올로 희석하여 0.4, 1, 2, 4, 10, 20, 100, 200 ng/mL의 8 개 농도로 만들었다. 마지막으로 조제된 용액들을 50 mmol/L 디아밀암모늄 아세테이트 용액으로 각각 2 배 희석하였다.

시료의 준비

쌀, 밀가루, 보리, 귤 4 종류의 식품을 아래의 전처리 방법을 이용하여 전처리하고 분석하였다. 액체 추출 및 페어링 시약으로 희석하는 주요 단계를 <그림 1>에 나타내었다. 쌀, 밀가루, 보리는 100 µg/kg, 귤은 50 µg/kg 이 되도록 표준 혼합용액을 첨가하여 3개의 시료를 제조하고, 표준 혼합용액을 첨가하지 않은 1개의 시료를 제조하여 시료를 각각 추출하였다.




그림 1. 시료의 준비

□ 결과 및 토의

검정곡선 데이터

페어링 시약을 바이알 내에 추가하는 방법에 따른 해당 농약성분의 분석은 <그림 2>에서 보는 것과 같이 역상 LC 조건인 페닐 컬럼에서도 좋은 분리능을 보였다. 검량선은 <그림 3>과 같이 우수한 직선성을 보였으며, 회귀 인자(r^2)는 0.99 이상, 정확도는 85 % - 115 % 로 나타났다.

정량한계

용액에서의 정량한계는 글루포시네이트, 아미노메틸포스포산 및 글리포세이트에 대해서 각각 0.1, 0.15, 그리고 0.2 ng/mL로 산출되었다.

식품에 100 µg/kg 및 50 µg/kg을 첨가한 시료의 분석에서도 <그림 4>와 같이 우수한 감도의 피크를 보이는 것으로 나타났다. 따라서, 쌀, 밀가루, 보리 시료의 정량한계는 100 µg/kg 미만, 굴 시료의 정량한계는 50 µg/kg 미만으로 볼 수 있다.





그림 2. MRM 크로마토그램 (Glyphosate, AMPA, Glufosinate의 용액 중 농도: 0.4 ng/mL)



성분	S/N, 0.4 ng/mL	용액에서의 정량한계 (ng/mL), (S/N=10)
글루포시네이트	36	0.1
아미노메틸포스포산	27	0.15
글리포세이트	18	0.2

그림 3. 검정곡선 및 정량한계




그림 4. 매질에 따른 크로마토그램 (쌀, 밀가루, 보리: 100 µg/kg, 굴 50 µg/kg)

표 2. 매질에 따른 반복성 평가

성분	쌀 RSD (%)	밀가루 RSD (%)	보리 RSD (%)	굴 RSD (%)
글루포시네이트	5	0	2	3
아미노메틸포스포산	6	8	11	3
글리포세이트	5	2	7	6

추출 수율

추출 수율을 평가하기 위해서 추출 전에 표준 혼합용액을 첨가한 시료와 추출 후에 표준 혼합용액을 첨가한 시료의 각 성분의 면적을 비교하였다. 그리고 추출 시료 3 개의 평균으로 계산된 추출 수율은 분석 물질과 매질에 관계없이 80 % - 107 %로 나타났다.

반복성 평가

면적 반복성 (RSD)의 경우, 쌀, 밀가루, 보리는 100 µg/mL, 굴은 50 µg/mL의 혼합 표준용액이 첨가된 시료로 평가하였다. 각 시료는 3 개씩 추출하였으며, 매질에 관계없이 글루포세이트, 글루포시네이트 및 아미노메틸포스포산에 대한 RSD가 <표 2>와 같이 0 % - 11 %로 나타났다.

□ 요약 및 결론

시마즈 LCMS-8060을 이용하여 식품 중 글리포세이트, 글루포시네이트 및 아미노메틸포스포산을 정량하였다.

바이알 내 페어링 시약 추가 방법을 통해 역상 조건에서도 우수한 머무름 시간, 분리도 및 감도를 얻을 수 있었으며, 이온-페어링 크로마토그래피의 단점도 보완할 수 있었다.

이 분석 방법은 간단한 전처리 방법을 사용하여 7 분 이내에 신속하게 분석할 수 있었으며, 굴에서 50 µg/kg 미만, 쌀, 밀가루, 보리에서 100 µg/kg 미만을 정량 할 수 있는 감도를 나타내었다. 또한, 반복성, 추출 수율 및 견고성에서 우수한 결과를 보여주었다.