

Application News

No. SSK-LCMS-2205

Liquid Chromatograph Mass Spectrometer, LCMS™-8050

LC-MS/MS를 이용한 사르탄계열 의약품 중 Azido 불순물의 정량분석

Quantitative analysis of Azido impurity in Sartan-type Drugs using LC-MS/MS

■ 서론

사르탄계열 원료의약품의 Azido 불순물인 AZBT(5-(4-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2yl)-1H tetrazole)는 유전적인 돌연변이를 일으키는 물질로 알려져 있으며, 이와 관련하여 2021년 5월 캐나다에서는 Azido 불순물이 초과 검출된 원료의약품 이르베사르탄, 발사르탄, 로사르탄에 대해 회수 조치를 취하였다. 이에 국내 식품의약품안전처(이하, 식약처)에서도 'LC-MS/MS를 이용한 사르탄류 원료의약품 중 AZBT 시험법'을 고시하여 분석 기준을 제시하였다.^[1]

이 뉴스레터에서는 식약처에서 고시한 시험법을 바탕으로 Shimadzu LCMS-8050을 이용하여 AZBT의 정량한계, 검정곡선, 재현성 및 첨가회수율 등을 검토하였다.



Shimadzu LCMS™-8050

■ 분석조건

AZBT 분석에 대한 기기 분석 조건 및 MRM 조건은 각각 표 1과 표 2에 나타내었다.

표 1. LC-MS/MS 분석 조건

Liquid Chromatography		Mass spectrometry	
System	: Nexera X3	System	: LCMS-8050
Analytical Column	: Shim-pack Velox PFPP (2.1 x 150 mm., 2.7 µm)	Ionization method	: ESI (+)
Flow rate	: 0.4 mL/min	Nebulizer gas flow	: 3 L/min
Mobile phase	: (A) 0.1 % Formic Acid in Water : (B) 0.1 % Formic Acid in Methanol	Dry gas flow	: 10 L/min
Gradient	: 30 % B (0-2.0 min) - 50 % B (2.5-11.0 min) - 95 % B (11.5 - 12.5) - 30 % B(12.6 - 15.0 min)	Heating gas flow	: 10 L/min
Column Temp.	: 35 °C	Interface temp.	: 300 °C
Autosampler Temp.	: 4 °C	Desolvation Line temp.	: 250 °C
Injection volume	: 5 µL	Heat block temp.	: 400 °C

표 2. MRM (Multiple Reaction Monitoring) 조건

MRM Condition						
Target compound	Polarity	Q1 m/z	Q3 m/z	Q1 Voltage (V)	Collision Energy (V)	Q3 Voltage (V)
AZBT	Positive	277.9	235.1	-14	-9	-25
		277.9	207.1	-14	-15	-14




그림 1. AZBT와 사르탄계열 원료의약품의 PDA 크로마토그램

■ AZBT와 사르탄계열 원료의약품의 분리

각 성분 피크의 분리도 및 머무름 시간을 확인하기 위해 AZBT와 사르탄계열 원료의약품을 75 vol% 메탄올로 희석하여 표 1의 LC 분석 조건으로 PDA 검출기를 사용하여 분석하였다. 분석결과, AZBT, 이르베사르탄, 발사르탄 및 로사르탄의 용출순서는 그림 1과 같다. 그림 1의 크로마토그램을 바탕으로 질량분석기의 오염을 막기 위해 방향전환밸브를 이용하여 분석 대상 성분인 AZBT만 질량분석기에 도입되고, 원료의약품은 도입되지 않도록 하였다.

■ MRM 크로마토그램

표 1과 2의 LC 및 MS 조건으로 AZBT 표준물질을 분석했을 때 얻은 MRM 크로마토그램은 그림 2와 같다.




그림 2. AZBT의 MRM 크로마토그램 (농도 1 ng/mL)

■ 검정곡선 및 정량한계

검정곡선 작성을 위해 AZBT 표준물질을 농도 1 µg/mL가 되도록 75 vol% 메탄올에 녹여 조제한 후, 75 vol% 메탄올로 희석하여 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0, 50.0 ng/mL가 되도록 표준용액을 만들었다.

농도 별 표준용액을 4,000 rpm에서 10분 간 원심분리한 후, 상등액을 취하여 0.2 µm 멤브레인필터(PVDF)로 여과한 여액으로 분석하여 검정곡선을 작성하였다.

분석결과, AZBT 검정곡선의 결정계수(R^2)는 0.999 이상으로 그림 3과 같이 우수한 직선성을 나타내었으며, 정량한계인 0.01 ng/mL ($S/N>10$)에서의 크로마토그램은 그림 4와 같다.




그림 3. AZBT의 검정곡선 (0.5 - 50.0 ng/mL)




그림 4. AZBT의 정량한계(0.01 ng/mL) MRM 크로마토그램

■ 재현성

재현성 확인을 위해 농도 1 ng/mL인 AZBT 표준용액을 6회 반복 분석하였다. 6회 반복 분석시 피크의 대칭계수는 모두 2.0 이하였으며, 재현성 결과 및 크로마토그램을 표 3 및 그림 5에 각각 나타내었다.

표 3. 6회 반복 분석 시 재현성 결과 (농도 1 ng/mL)

No.	Area
1	342,252
2	341,433
3	339,156
4	339,255
5	332,387
6	336,475
Average	338,493
STDEV	3609.7
%RSD	1.1
Avg. of tailing factor	1.3




그림 5. AZBT 6회 반복분석 시 MRM 크로마토그램 (농도 1 ng/mL)

■ 첨가회수율 및 재현성

첨가회수율 평가를 위해 사르탄계열 원료의약품인 이르베사르탄, 발사르탄 및 로사르탄 100 mg을 75 vol% 메탄올에 녹여 1,000 µg/mL 농도가 되도록 조제하였다.

각 원료의약품 용액에 AZBT 농도가 1 ng/mL, 5 ng/mL, 20 ng/mL이 되도록 첨가하여 4,000 rpm에서 10분 간 원심분리한 후, 상등액을 0.2 µm 멤브레인필터(PVDF)로 여과하여 첨가회수율 시료로 하였다. 각 원료의약품에 대해 6회 반복 분석하여 첨가회수율 및 재현성을 평가하였으며, 그 결과를 표 4에 나타내었다.

표 4. AZBT의 원료의약품 별 첨가회수율 결과

	Recovery(%) (n=6)		
	1 ng/mL (%RSD)	5 ng/mL (%RSD)	20 ng/mL (%RSD)
Irbesartan	89.6 (2.0)	91.8 (1.1)	91.9 (0.4)
Valsartan	102.6 (1.2)	98.9 (1.0)	98.7 (0.1)
Lorsartan	89.0 (1.7)	89.4 (0.7)	86.5 (0.7)

■ 결론

식품의약품안전처의 'LC-MS/MS를 이용한 사르탄계열 원료의약품 중 AZBT 시험법'에 근거하여 Shimadzu LCMS-8050을 이용하여 Azido 불순물인 AZBT에 대해 검정곡선, 정량한계, 재현성 및 첨가회수율 등을 평가하였다. 그 결과, AZBT 표준액 1.0 ng/mL에서의 신호 대 잡음비(S/N>10), 검정곡선의 결정계수(R² >0.995), 피크의 대칭계수(tailing factor<2.0) 및 6회 반복시험 시 피크면적의 상대표준편차(%RSD<10.0) 항목의 시험법 시스템적합성 기준을 모두 충족하였다.

검정곡선은 0.5 - 50 ng/mL 범위에서 결정계수(R²)가 0.999 이상으로 나타났으며, 정량한계는 0.01 ng/mL로 확인되었다. 6회 반복 측정(농도 1 ng/mL)에 대한 AZBT의 재현성은 1.1 %로 나타났으며, 원료의약품인 이르베사르탄, 발사르탄 및 로사르탄에 대한 첨가회수율(Recovery)은 (86.5 - 102.6) % 수준으로 확인되었다.

이상에서의 결과를 바탕으로 Shimadzu LCMS-8050을 이용하여 사르탄계열 원료의약품 내 AZBT의 고감도 정량분석이 가능할 것으로 판단된다.

■ 참고문헌

- 1) 식품의약품안전처, LC-MS/MS를 이용한 사르탄류 원료의약품 중 AZBT 시험법 (2021.08)